

Samoa

Polygraphie zukunftsorientiert durchführen

Das **Polygraphiegerät** Samoa zielt auf den standardisierten Einsatz im diagnostischen und therapeutischen Bereich und wirbt dabei nicht umsonst mit den Attributen **Smart, Simple & Small**.

Smart

Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht den kabellosen Datenaustausch mit den Schlaftherapiegeräten der neuesten Generation von Löwenstein. Die für die Therapiekontrolle oder Therapieeinstellung wichtigen Signale wie z.B. Flow, Druck, Leckage, Tidalvolumen werden aus dem Therapiegerät direkt an Samoa übertragen. Diese Daten lassen sich aus Samoa zeitsynchron mit den polygraphischen Parametern wie Atmung, SpO₂, Puls, Lage auslesen und auf einem Computer darstellen.

Simple

Dank des integrierten Farbdisplays und der intuitiven Steck- und Anschlussmöglichkeiten für Sensoren ist die Bedienung fast selbsterklärend.

Small

Mit seinen kleinen Abmessungen und dem vergleichsweise geringen Gewicht bietet Samoa einen sehr angenehmen Tragekomfort.

Abgerundet wird der Leistungsumfang von Samoa durch die integrierte Möglichkeit auch mit einem Thermistor den Atemfluss zu registrieren und durch den wechselbaren Akku.



Samoa



Zubehör

	Artikelnummer
Staudruck Nasenbrille, 50 cm, LuerLock	200-0312/10
Staudruckbrille nasal/oral, 60 cm, LuerLock, kleiner Mundabgriff	500003
Staudruckbrille nasal/oral, 60 cm, LuerLock, großer Mundabgriff	200-0312/15
T-Adapter mit LuerLock, 50 cm	500001
T-Adapter mit LuerLock, 210 cm	500002
SpO ₂ Softclip-Fingersensor	930300
Thermistor	929320

Artikelnummer

Artikelnummer

Klettband Arm	200-0311
Thoraxsensor	929140
Abdomensensor	925395
Tragegurt (Thorax), Größe M, schwarz	926280
Abdomengurt, Größe M, schwarz	925389
Akku für Samoa	929180
Akkudeckel für Samoa	929124
Ladeschale für Samoa Akku	929181

Technische Daten

Maße:	90 mm x 66 mm x 29 mm (L x B x H)
Gewicht:	135g inklusive Akku
Gehäuse:	ABS, UL 94HB
Speichermedium:	Interne SD Karte
Speicherkapazität:	Mind. 100 Std.
Fehleranzeige:	Display/LED an der Gehäuseoberseite
Datenübertragung:	USB-Schnittstelle mit Kabel zur Datenübertragung
Spannungsversorgung:	Wiederaufladbarer Li-Ion Akku 3.6 V mit Lade-Elektronik und Schutzschaltung
Wartung und Service:	Wartungs- und servicefrei
Updates Software:	Lebenslange kostenfreie Softwareupdates für unsere Analyse und Auswertesoftware
Lizenzierung Software:	Keine Softwarelizenzierung notwendig

Gerätebezeichnung Artikelnummer

Samoa 1929010

Weitere Information finden Sie unter



Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com

